



ROTOLO ASSORBENTE IMPERMEABILE 90cmx50m

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 25165

EAN / GTIN 8023279251654

Confezione 1

Rotoli assorbenti da ritagliare secondo le proprie necessità. • Dimensioni: 90 cm x 50 m • Assorbenza: 1.700 ml/m2 Tappetini in rotolo da collocare sul pavimento della sala operatoria o vicino al lavabo della presala operatoria per trattenere i liquidi che possono cadere sul pavimento. Hanno un'elevata capacità assorbente e una velocità di assorbenza ottimale. Distribuiscono il liquido assorbito secondo il principio della capillarità e lo mantengono nella loro struttura interna, evitando il sollevamento della superficie. La speciale pellicola sul lato inferiore blocca il tappetino sul pavimento e lo tiene fermo senza richiedere l'uso di sostanze adesive che potrebbero lasciare tracce di collante sul pavimento. I tappetini aderiscono perfettamente al terreno, evitando il rischio di incidenti.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
25165	25165	8023279251654	1
25166	25166	8023279251661	1
25167	25167	8023279251678	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T030104

EAN / GTIN

8023279251654

CODICE GEF

25165



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697