



SALVIETTINE PIEGATE A "V" 2 veli

Codice GEF (SKU) 25202

EAN / GTIN 8023279252026

Confezione 1

Salviette piegate a "V" - 2 strati • Materiale: carta riciclata • Peso: 37g/m2: 2x18,5 g/m2 • Dimensione cm - Aperta: 25x23 - Piegata: 25x11,5 • Minimo vendita: 20 pacchetti da 160 Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279252026

CODICE GEF

25202



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697