



SALVIETTINE PIEGATE A "W" 2 veli

Codice GEF (SKU) **25206**

EAN / GTIN **8023279252064**

Confezione **1**

Salviette piegate a "W" - 2 strati • Materiale: pura cellulosa • Peso:
37g/m2: 2x18,5 g/m2 • Dimensione cm - Aperta: 24x32 - Piegate: 24x8
• Minimo vendita: 15 pacchetti da 124 Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279252064

CODICE GEF

25206



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697