



SALVIETTINE PIEGATE A "Z" 2 veli

Codice GEF (SKU) 25207

EAN / GTIN 8017414000740

Confezione 1

Salviette piegate a "Z" - 2 strati • Materiale: pura cellulosa • Peso:
37g/m2: 2x18,5 g/m2 • Dimensione cm - Aperta: 24x24 - Piegata: 24x8
• Minimo vendita: 15 pacchetti da 166 Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8017414000740

CODICE GEF

25207



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697