



DISPENSER per salviette piegate a V, W e Z codice 25202, 25206-7

Codice GEF (SKU) 25208

EAN / GTIN 8023279252088

Confezione 1

Dispenser salviette piegate a V, W, Z • Materiale: PP con Masterbio •
Peso: 0,8 Kg • Dimensione cm: 30,5x41,5x15,5 Fornito con chiave e kit
di montaggio Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279252088

CODICE GEF

25208



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697