



DISPENSER PER SALVIETTINE PIEGATE A ROTOLO

Codice GEF (SKU) 25215

EAN / GTIN 8023279252156

Confezione 1

Pratico dispenser per salviette a rotolo (codice 25210). Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279252156

CODICE GEF

25215



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697