



SALVIETTE ASSORBENTI PER LA PULIZIA DEL PAZIENTE

Codice GEF (SKU) **25224**

EAN / GTIN **8033196351771**

Confezione **1**

SALVIETTINE ASSORBENTI IN TNT - Modello: Salviettine lisce - piegate - Dim. cm: 30x40 (Precisione misure $\pm 0,2\%$) - Dim. piegate 15x20 - Peso g: 40 - Minimo vendita: 1.000 pz (20 conf. da 50) Salviettine bianche in TNT spunlace, materiale morbido e assorbente, ideale per l'igiene e la cura del paziente. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033196351771

CODICE GEF

25224



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697