



Salviettine Politenate 33x45 cm — Conf. 500 pezzi

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25226

EAN / GTIN 8023279252262

Confezione 1

Le salviettine politenate GIMA 33x45 cm uniscono uno strato assorbente in carta a una pellicola impermeabile in politene, per proteggere superfici e lettini durante visite e medicazioni. Confezione da 500 pezzi. I dati tecnici e di conformità completi sono riportati nelle schede dedicate qui sotto.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0399

EAN / GTIN

8023279252262

CODICE GEF

25226



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697