



# SALVIETTINE POLITENATE 33x45 cm

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 25227

EAN / GTIN 8023279252279

Confezione 1

SALVIETTINE RIPIEGATE - confezioni da 500 pz. Salviettine 1+1 (1 strato in cellulosa + 1 strato in polietilene) • Salviettine 33x45 cm - lilla  
Salviettine ripiegate pretrattate, composte da 1 strato in pura cellulosa su 1 strato di polietilene. Alta assorbenza e resistenza all'acqua per assicurare un notevole confort. Made in Italy.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
25227	25227	8023279252279	1
25228	25228	8023279252286	1
25231	25231	8023279252316	1
25232	25232	8023279252323	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0399

EAN / GTIN

8023279252279

CODICE GEF

25227



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697