



SALVIETTINE POLITENATE 33x45 cm verdino

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25230

EAN / GTIN 8023279252309

Confezione 1

SALVIETTINE RIPIEGATE - confezioni da 500 pz. Salviettine 2+1 (2 strati in cellulosa + 1 strato in polietilene) • Salviettine 33x45 cm - verde
Salviette ripiegate pretrattate, composte da 2 strati in pura cellulosa parzialmente laminate con 1 strato di polietilene. Alta assorbenza e resistenza all'acqua per assicurare un notevole confort. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0399

EAN / GTIN

8023279252309

CODICE GEF

25230



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697