

GEF Medica

CATENELLA PER SALVIETTINE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25239

EAN / GTIN 8023279252392

Confezione 1

Catenella per salviette. Si usa con i codici delle seguenti salviette:
25230, 25231, 25232, 25233, 25226, 25227, 25228.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Q0199

EAN / GTIN

8023279252392

CODICE GEF

25239



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697