

GEF Medica

DISPENSER SALVIETTINE IN PLASTICA

Codice GEF (SKU) 25240

EAN / GTIN 8023279252408

Confezione 1

Pratico dispenser in plastica per salviette. Si utilizza con i le salviette aventi i seguenti codici: 25230, 25231, 25232, 25233, 25226, 25227, 25228.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279252408

CODICE GEF

25240



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697