



Occhiali 505UP Antiappannanti e Antigraffio

Codice GEF (SKU) **25260**

EAN / GTIN **8033661825318**

OCCHIALI 505 UP - antiappannanti, antigraffio Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia e protezione laterale. Protezione contro le radiazioni ottiche in conformità allo standard

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OCCHIALI 505 UP - antiappannanti, antigraffio Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia e protezione laterale. Protezione contro le radiazioni ottiche in conformità allo standard EN 170. - ultraleggeri: solo 24 g ed avvolgenti - struttura elastica, molto flessibile e resistente - comfort ottimale grazie al morbido nasello regolabile - cordino incluso nella confezione Istruzioni in: GB, FR, IT, DE, ES, PT, NL, DK, NO, SE, FI, GR, PL, CZ, SI, HR, HU, RO, BG, RU, TR, SA, JP. Nuove aste per una migliore ergonomia

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033661825318

CODICE GEF

25260



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697