



Occhiali 506 Up - Verdi - Antiappannanti e Antigraffio Plus

Codice GEF (SKU) 25261

EAN / GTIN 8033661825370

506 UP OCCHIALI - verdi - antiappannanti, antigraffio Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia e protezione laterale. Protezione contro le radiazioni ottiche in conformità allo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 506 UP OCCHIALI - verdi - antiappannanti, antigraffio Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia e protezione laterale. Protezione contro le radiazioni ottiche in conformità allo standard EN 170. - ultraleggeri: solo 24 g ed avvolgenti - struttura elastica, molto flessibile e resistente - comfort ottimale grazie al morbido nasello regolabile - lente panoramica avvolgente - aste regolabili in lunghezza e inclinazione - puntine terminali morbide per eliminare la pressione locale Istruzioni in: GB, FR, IT, DE, ES, PT, NL, DK, NO, SE, FI, GR, PL, CZ, SI, HR, HU, RO, BG, RU, TR, SA, JP. Nuove aste per una migliore ergonomia Peso 25 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033661825370

CODICE GEF

25261



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697