



Occhiali Avatar - nero/rosso - Anti Nebbia ed Anti Graffio

Codice GEF (SKU) 25264

EAN / GTIN 7312550348369

OCCHIALI AVATAR - neri/rossi - antiappannanti, antigraffio Occhiali antiappannanti e antigraffio per mantenere le lenti trasparenti e garantire la sicurezza degli operatori. Montatura leggerissima e m

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OCCHIALI AVATAR - neri/rossi - antiappannanti, antigraffio Occhiali antiappannanti e antigraffio per mantenere le lenti trasparenti e garantire la sicurezza degli operatori. Montatura leggerissima e morbida. 9 lenti base in policarbonato con rivestimento Hydroshield. Innovativo nasello regolabile. DPI Categoria II. Norme: EN 166, EN 170. Peso 33g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

7312550348369

CODICE GEF

25264



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697