

Steri-strip 3m 154

Dispositivo medico

Classe I S

4 varianti

Codice GEF (SKU) 25270

EAN / GTIN 07610182013106

Confezione 1

GEF Medica

3M™ STERI-STRIP™ - STERILI STERI-STRIP™ - 3x75 mm - bianco
Codice 3M™: 1540NP Le strisce 3M™ Steri-Strip™ sono strisce adesive in TNT rinforzato poroso, indicate per l'uso come dispositivi di sutura cutanea nel trattamento delle lacerazioni e delle incisioni chirurgiche. Lasciano respirare la cute e sono robuste grazie a filamenti di rinforzo. - facili e rapide da applicare

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
25270	3x75 mm - bianco - 1540NP	07610182013106	1
25271	6x75 mm - bianco - 1541NP	07610182013076	1
25272	6x100 mm - bianco - 1546NP	07610182013090	1
25273	12x100 mm - bianco - 1547NP	07610182013113	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

H90020199

EAN / GTIN

07610182013106

CODICE GEF

25270



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697