



Steri-strip 3m Pelle 1551np

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 25275

EAN / GTIN 07610182013083

Confezione 1

3M™ STERI-STRIP™ - STERILI STERI-STRIP™ - 6x75 mm - color pelle
Codice 3M™: 1551NP Le strisce 3M™ Steri-Strip™ sono strisce adesive in TNT rinforzato poroso, indicate per l'uso come dispositivi di sutura cutanea nel trattamento delle lacerazioni e delle incisioni chirurgiche. Lasciano respirare la cute e sono robuste grazie a filamenti di rinforzo. - facili e rapide da applicare

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

H90020199

EAN / GTIN

07610182013083

CODICE GEF

25275



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697