

Tegaderm Film 3m 162

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 25285

EAN / GTIN 04064035126650

Confezione 1

Tegaderm Film 3m 162

GEF Medica

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
25285	6x7 cm - 1624NP	04064035126650	1
25286	10x12 cm - 1626NP	07610182013144	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M04040601

EAN / GTIN

04064035126650

CODICE GEF

25285



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697