



Guanti Nitrile Lunghi - 300 Mm - Grandi

Codice GEF (SKU) 25398

GUANTI IN NITRILE - lunghi (300 mm) - blu Guanti da visita monouso, senza polvere e privi di lattice. La loro lunghezza di 300 mm e il peso di 5,7 g garantiscono un'eccellente protezione. La superficie in micro texture assicura un'ottima presa. Adatto per gli ospedali. • Misura grande • Confezione da 100 Dispositivo medico Classe I - EN455. PPE Cat III. EN 420, EN 374, EN 388 AQL < 1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GUANTI IN NITRILE - lunghi (300 mm) - blu Guanti da visita monouso, senza polvere e privi di lattice. La loro lunghezza di 300 mm e il peso di 5,7 g garantiscono un'eccellente protezione. La superficie in micro texture assicura un'ottima presa. Adatto per gli ospedali.
- Misura grande
- Confezione da 100 Dispositivo medico Classe I - EN455. PPE Cat III. EN 420, EN 374, EN 388 AQL < 1,5

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
25398



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697