



Guanti Nitrile Extra Lunghi - 400 Mm - Medi

Codice GEF (SKU) 25405

GUANTI NITRILE EXTRA LUNGHI - 400 mm - medi Guanti da visita monouso, senza polvere e privi di lattice. La superficie in micro texture assicura un'ottima presa. Indicati negli ospedali. La loro lunghezza (400 mm) e resistenza garantiscono una protezione ottimale. Conf. da 50. Non sterile. Dispositivo medico Classe I. PPE cat III EN455-EN374-AQL<1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GUANTI NITRILE EXTRA LUNGHI - 400 mm - medi
- Guanti da visita monouso, senza polvere e privi di lattice.
- La superficie in micro texture assicura un'ottima presa. Indicati negli ospedali.
- La loro lunghezza (400 mm) e resistenza garantiscono una protezione ottimale.
- Conf. da 50.
- Non sterile.
- Dispositivo medico Classe I. PPE cat III EN455-EN374-AQL<1,5

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
25405



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697