



GUANTI LATTICE

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 25408

EAN / GTIN 8016629003195

Confezione 1

GUANTI IN LATTICE - ambidestri - orlati - Prepolverizzati - Misura extra large - NON sterili Guanti in puro lattice non sterili. Garantiscono sensibilità e resistenza, ottima presa e protezione. Adatto all'uso in ospedale, in ambulatorio e anche in laboratorio. Confezionati in dispenser da 100 pezzi. Dispositivo medico Classe I EN455-EN374-AQL<1,5

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
25408	25408	8016629003195	1
25706	25706	8016629003164	1
25707	25707	8016629003171	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T010201

EAN / GTIN

8016629003195

CODICE GEF

25408



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697