



Guanti Lattice Senza Polvere - Extra Small

Codice GEF (SKU) 25409

GUANTI IN LATTICE - ambidestri - orlati - Senza polvere, ideali per pelle sensibile - Misura extra small - NON sterili Guanti in puro lattice non sterili. Garantiscono sensibilità e resistenza, ottima presa e protezione. Adatto all'uso in ospedale, in ambulatorio e anche in laboratorio. Confezionati in dispenser da 100 pezzi. Dispositivo medico Classe I DPI cat II EN455-EN374-AQL<1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GUANTI IN LATTICE - ambidestri - orlati
- Senza polvere, ideali per pelle sensibile
- Misura extra small
- NON sterili
- Guanti in puro lattice non sterili.
- Garantiscono sensibilità e resistenza, ottima presa e protezione.
- Adatto all'uso in ospedale, in ambulatorio e anche in laboratorio.
- Confezionati in dispenser da 100 pezzi.
- Dispositivo medico
- Classe I
- DPI cat II
- EN455-EN374-AQL<1,5

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
25409



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it