



Guanti Nitrile - Leggeri - Extra Large

Codice GEF (SKU) 25418

GUANTI IN NITRILE - SENZA POLVERE • Zero blu (Scatola multilingue GB, FR, IT, ES) • Misura Extra large - non sterili Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere, privi di lattice estremamente sensibili e resistenti. La superficie in micro texture garantisce un'ottima presa. Indicati negli ospedali. Confezione da 100. Dispositivo medico Classe I. DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Cat III. Conformi EN455 - EN 374 - AQL < 1,0.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GUANTI IN NITRILE - SENZA POLVERE
- Zero blu (Scatola multilingue GB, FR, IT, ES)
- Misura Extra large - non sterili Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere, privi di lattice estremamente sensibili e resistenti. La superficie in micro texture garantisce un'ottima presa. Indicati negli ospedali. Confezione da 100. Dispositivo medico Classe I. DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Cat III. Conformi EN455 - EN 374 - AQL < 1,0.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
25418



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697