



DISPENSER PER GUANTI

2 varianti

Codice GEF (SKU) **25430**

EAN / GTIN **8023279254303**

Confezione **1**

DISPENSER PER GUANTI - plastica Contiene una scatola di 100 guanti. Realizzato in materiale termoplastico infrangibile e lavabile. Base fissa e coperchio removibile per sostituire la scatola di guanti. Può essere facilmente appeso al muro e in ambulanza, in posizione verticale o orizzontale. Compatibile con scatola di guanti da 25,5x7xh 12 cm Peso: 322 g Dimensioni: 25,7x10xh 13,4 cm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MATERIALE	EAN	CONFEZIONE
25430	25430	8023279254303	1
25431	25431	8023279254310	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279254303

CODICE GEF

25430



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697