



DISPENSER TRIPLO PER GUANTI

Codice GEF (SKU) **25432**

EAN / GTIN **8023279254327**

Confezione **1**

DISPENSER PER GUANTI - triplo - acciaio inox Contiene 3 scatole standard da 100 guanti. Realizzati in acciaio inox AISI 304. Autoclavabili a una temperatura da 121 a 134 °C. Possono essere facilmente appesi al muro e in ambulanza. Viti incluse. Adatto per scatole guanti S - M - L insieme Dimensioni: 25,2x9,5xh 37,7 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279254327

CODICE GEF

25432



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697