



## Lucciola LED Nova

Codice GEF (SKU) 25440

EAN / GTIN 8023279254402

Lucciole professionali, utili alla diagnostica, a lampadina o a LED bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634). I modelli Argenta ed Elegance sono in alluminio anodizzato, il modello Nova è in plastica ABS di alta qualità. Fornita con 2 batterie AAA 1,5 V. Lucciola Nova Luce: LED Intensità luce: 25.000 m Materiale: plastica Fornita con le batterie: 2 x AAA Colore: bianca Sistema di accensione: CLIP taschino Made in Germany.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lucciole professionali, utili alla diagnostica, a lampadina o a LED bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634). I modelli Argenta ed Elegance sono in alluminio anodizzato, il modello Nova è in plastica ABS di alta qualità. Fornita con 2 batterie AAA 1,5 V. Lucciola Nova Luce: LED Intensità luce: 25.000 m Materiale: plastica Fornita con le batterie: 2 x AAA Colore: bianca Sistema di accensione: CLIP taschino Made in Germany.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279254402

CODICE GEF

25440



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697