



Lucciola LED Argenta - Metallo

Codice GEF (SKU) **25442**

EAN / GTIN **8023279254426**

Lucce professionali, utili alla diagnostica, a lampadina o a LED bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634). I modelli Argenta ed Elegance sono in alluminio anodizzato, il modello

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lucce professionali, utili alla diagnostica, a lampadina o a LED bianco con meccanismo di accensione a clip o a pulsante (25634). I modelli Argenta ed Elegance sono in alluminio anodizzato, il modello Nova è in plastica ABS di alta qualità. Fornita con 2 batterie AAA 1,5 V. Lucciola Argenta Luce: LED Intensità luce: 25.000 m Materiale: metallo Fornita con le batterie: 2 x AAA Colore: blu Sistema di accensione: CLIP taschino Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279254426

CODICE GEF

25442



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697