

GEF Medica

TUBO SILICONE 1x3mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 25450

EAN / GTIN 8023279254501

Confezione 1

TUBO IN SILICONE 100% per uso medicale esterno Resistente all'aria fino a 200°C. Vulcanizzato raggi infrarossi. Trattato per 10 ore ad una temperatura di 200°C. Antiaderente, evita incrostazioni e coagulazioni. Qualità medica - Trasparente - Inodore Prodotto nell'Unione Europea secondo: US PHARMACOPOEIA XXI EUROPEAN PHARMACOPEA DIN 58367 - DIN 58362 - DIN 13098- FDA 177.2600 - BGA XV parte A e B - BGA IX parte B Made in Spain.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materia prima: HCR
- Colore: trasparente
- Durezza: 60° ±5% Shore - DIN 53505
- Densità: 1,17 g/ccm - DIN 53479A
- Estensione: 490/530% - DIN 53504S1
- Resistenza allo strappo: 34-35 N/mm - ASTM D 624 B

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279254501

CODICE GEF

25450



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697