

GEF Medica

Abbassalingua in Plastica - Adulto/pediatrico - Non Sterile

Codice GEF (SKU) 25513

ABBASSALINGUA IN PLASTICA ADULTO/PEDIATRICO NON STERILE

• Abbassalingua - conf. da 100 Abbassalingua traslucidi in polistirolo con forma curva e bordi lisci. Un'estremità nella misura per adulti e un'estremità in quella per bambini. Senza lattice né PVC. La forma ricurva consente una visualizzazione ottimale durante la visita, evitando che la mano dell'esaminatore impedisca la visuale - Dimensioni bambino 15 mm - Dimensioni adulto 20 mm - Lungh. 150 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ABBASSALINGUA IN PLASTICA ADULTO/PEDIATRICO NON STERILE
- Abbassalingua - conf. da 100 Abbassalingua traslucidi in polistirolo con forma curva e bordi lisci. Un'estremità nella misura per adulti e un'estremità in quella per bambini. Senza lattice né PVC. La forma ricurva consente una visualizzazione ottimale durante la visita, evitando che la mano dell'esaminatore impedisca la visuale - Dimensioni bambino 15 mm - Dimensioni adulto 20 mm - Lungh. 150 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

25513



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697