

GEF Medica

Abbassalingua in Plastica - Adulto/pediatrico - Sterile (20 Scatole da 90)

Codice GEF (SKU) 25516

ABBASSALINGUA IN PLASTICA ADULTO/PEDIATRICO STERILE • Abbassalingua - conf. da 1.800 (20 scatole da 90) Abbassalingua traslucidi in polistirolo con forma curva e bordi lisci. Un'estremità nella misura per adulti e un'estremità in quella per bambini. Senza lattice né PVC. La forma ricurva consente una visualizzazione ottimale durante la visita, evitando che la mano dell'esaminatore impedisca la visuale - Dimensioni bambino 15 mm - Dimensioni adulto 20 mm - Lungh. 150 mm Il modello sterile (ossido di etilene) è confezionato singolarmente in buste con apertura peel-open.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ABBASSALINGUA IN PLASTICA ADULTO/PEDIATRICO STERILE
- Abbassalingua - conf. da 1.800 (20 scatole da 90) Abbassalingua traslucidi in polistirolo con forma curva e bordi lisci. Un'estremità nella misura per adulti e un'estremità in quella per bambini. Senza lattice né PVC. La forma ricurva consente una visualizzazione ottimale durante la visita, evitando che la mano dell'esaminatore impedisca la visuale - Dimensioni bambino 15 mm - Dimensioni adulto 20 mm - Lungh. 150 mm Il modello sterile (ossido di etilene) è confezionato singolarmente in buste con apertura peel-open.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
25516



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697