



LACCIO EMOSTATICO MILITARE

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 25526

EAN / GTIN 8023279255263

Confezione 1

LACCIO EMOSTATICO MILITARE - arancione Utilizzato principalmente per fermare emorragie massicce degli arti sul campo o in condizioni di emergenza preospedaliera. Monouso, facile da usare, applicabile con una mano dal paziente stesso o da un primo soccorritore. Migliora l'efficienza dell'emostasi. Consente la regolazione rapida e semplice della pressione. Adatto per arti superiori e inferiori. In tessuto sintetico con fibbia in materiale termoplastico e argano sicuro. Dimensioni: 95x4 cm. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
25526	25526	8023279255263	1
25527	25527	8023279255270	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023279255263

CODICE GEF

25526



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697