



Termometro Geratherm Classic+

Gb,fr,it,es,pt,de,nl,no,dk,fi,se

Codice GEF (SKU) **25532**

EAN / GTIN **14018674454992**

TERMOMETRI CLASSIC+ espositore da 24 scatole Termometro Classic+ - GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, NO, DK, FI, SE Termometri in vetro senza mercurio, sviluppati da Geratherm® Medical AG, contenenti una le

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TERMOMETRI CLASSIC+ espositore da 24 scatole Termometro Classic+ - GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, NO, DK, FI, SE Termometri in vetro senza mercurio, sviluppati da Geratherm® Medical AG, contenenti una lega liquida brevettata costituita da gallio, indio e stagno, denominata Galinstan, completamente atossica ed ecologica. Ideali per misurare la temperatura corporea di persone di qualsiasi età, per via rettale, orale o ascellare. Ogni termometro è calibrato per garantire la precisione della misurazione. - intervallo misurazione: 35,5°C - 42°C - ecosostenibilità rispetto ai termometri digitali - disinfezione facilitata grazie alla struttura chiusa di vetro, ideale per allergici - incluso strumento per azzerare Strumento "Easy flip" per riportare il liquido al livello iniziale Grazie allo strumento "Easy flip" si può facilmente abbassare la colonnina del liquido di misura con uno sforzo minimo. Custodia con lente di ingrandimento Custodia speciale con lente di ingrandimento che semplifica la lettura dei risultati. I termometri sono forniti con custodia protettiva in scatola singola, strumento di azzeramento, custodia con lente di ingrandimento e manuale multilingue. Venduti in espositori multilingue da 24 pezzi. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

14018674454992

CODICE GEF

25532



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697