



Termometro Geratherm Classic+

Gb,pl,lt,lv,ee,cz,sk,si,hu,hr,sr,ro

Codice GEF (SKU) **25533**

EAN / GTIN **24018674454999**

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

24018674454999

CODICE GEF

25533



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697