



Termometro No Contact Ad Infrarossi Ri-thermo Sensiopro

Codice GEF (SKU) 25540

EAN / GTIN 4045396219953

TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI RI-THERMO® SENSIOPRO Termometro a distanza preciso e rapido, riduce il rischio di contaminazione crociata. Misurazioni della temperatura frontale per uso clinico, ca

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI RI-THERMO® SENSIOPRO Termometro a distanza preciso e rapido, riduce il rischio di contaminazione crociata. Misurazioni della temperatura frontale per uso clinico, calibrate su una temperatura corporea orale di riferimento. Ottimizzato per i professionisti. Caratteristiche: - lettura per uso clinico in 1-2 secondi - standard ISO 80601-2-56:2017 - sicuro ed efficiente - la misurazione a distanza a infrarossi evita la contaminazione crociata - 3.000 misurazioni con un set di batterie - memorizza 30 misurazioni - schermo LED retroilluminato - utilizzo con una sola mano Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, RU.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396219953

CODICE GEF

25540



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697