



Termometro Digitale Rana C° Scatola Appendibile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25544

EAN / GTIN 8023279255447

Confezione 1

TERMOMETRO DIGITALE A RANA°C - scatola appendibile - punta
flessibile Intervallo di visualizzazione: 32-42,9 ° C (90,0-109,9F)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V03010102EAN / GTIN
8023279255447CODICE GEF
25544

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697