



Termometro Wireless Temp Sitter

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25548

EAN / GTIN 8023279255485

Confezione 1

TEMP SITITER - termometro wireless Termometro sottile, innovativo e preciso. Possibilità di trasmissione dati verso l'apposita app per smartphone (iOS e Android). Da posizionare sotto l'ascella del paziente. La app può essere impostata con funzione di allarme di temperatura elevata. Prodotto resistente all'acqua e costituito da materiali sicuri di ottima qualità. Fornito con 10 adesivi per il fissaggio del termometro all'ascella. Manuale: GB, FR, IT, ES. Disponibili protocolli di comunicazione. Caratteristiche tecniche • Durata batterie 3.000 ore, non sostituibili • Campo di misurazione 25-45 °C ($\pm 0,05$ tra 35-38,5 °C) • Dimensioni 51 x 32 x 7 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Durata batterie: 3.000 ore, non sostituibili
- Campo di misurazione: 25-45 °C ($\pm 0,05$ tra 35-38,5 °C)
- Dimensioni: 51 x 32 x 7 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V03010199EAN / GTIN
8023279255485CODICE GEF
25548

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697