



BATTERIA PER TERMOMETRI DIGITALI

Codice GEF (SKU) **25549**

EAN / GTIN **8023279255492**

Confezione **1**

Batteria LR/41 1,5 V per termometri tutti i termometri digitali (eccetto i codici 25558, 25553, 25554).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279255492

CODICE GEF

25549



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697