



Termometro Digitale Ampio Schermo Scatola

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25552

EAN / GTIN 8023279255522

Confezione 1

TERMOMETRO DIGITALE AMPIO SCHERMO - scatola, punta flessibile, ampio display 27 x 22 mm. Batteria a bottone 1,5 V. Termometri digitali: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display. - intervallo temperatura: 32,0°C - 42,9°C - precisione $\pm 0,1$ °C - memoria ultima lettura

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V03010102

EAN / GTIN

8023279255522

CODICE GEF

25552

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697