



Termometro Digitale Bl1 Ampio Schermo Scatola

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25553

EAN / GTIN 8023279255539

Confezione 1

TERMOMETRO DIGITALE BL1 AMPIO SCHERMO - scatola, punta flessibile, impermeabile, retroilluminato in seguito alle misurazioni, ampio display (27 x 22 mm). Batteria a bottone 3 V. Indicatore batteria scarica. Termometri digitali: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display. - intervallo temperatura: 32,0°C - 42,9°C - precisione $\pm 0,1$ °C - memoria ultima lettura

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V03010102

EAN / GTIN

8023279255539

CODICE GEF

25553



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697