



Termometro Digitale Bl3 Ampio Schermo °C

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25554

EAN / GTIN 8023279255546

Confezione 1

TERMOMETRO DIGITALE BL3 AMPIO SCHERMO - blister, punta flessibile, impermeabile, retroilluminazione rossa/arancione/verde, ampio schermo 29,3 x 15,3 mm. Indicatore di batteria scarica. Batteria a bottone 3 V (CR2032). Display con tre illuminazioni differenti: • Schermo verde: temperatura inferiore a 37,1 °C • Schermo arancione: temperatura tra 37,2 e 37,9 °C • Schermo rosso (FEBBRE): temperatura da 38,0 °C fino a 43,0 °C

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V03010102EAN / GTIN
8023279255546CODICE GEF
25554

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697