



Termometro Digitale Istantaneo 8 Secondi

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25556

EAN / GTIN 8023279255560

Confezione 1

TERMOMETRO DIGITALE Istantaneo °C / °F commutabile - punta flessibile, impermeabile, con ampio display LCD, allarme febbre e scatola appendibile Termometri digitali: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display. - intervallo temperatura: 32,0°C - 42,9°C - precisione ±0,1 °C - memoria ultima lettura

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V03010102EAN / GTIN
8023279255560CODICE GEF
25556

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697