



Termometro Digitale Jumbo2 °C

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25557

EAN / GTIN 8023279255577

Confezione 1

TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO2 °C - scatola appendibile, punta fl essibile, impermeabile, allarme febbre Termometri digitali: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display. - intervallo temperatura: 32,0°C - 42,9°C - precisione $\pm 0,1$ °C - memoria ultima lettura - allarme acustico e spegnimento automatico

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V03010102EAN / GTIN
8023279255577CODICE GEF
25557

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697