



Termometro Digitale Jumbo °C Rettale

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25558

EAN / GTIN 8023279255584

Confezione 1

TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO °C / °F commutabile - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, display retroilluminato (dimensioni: 27,5 x 12 mm). Uso rettale/orale. Batteria CR1632. Termometri digitali: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display. - intervallo temperatura: 32,0°C - 42,0°C - precisione $\pm 0,1$ °C

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V03010102EAN / GTIN
8023279255584CODICE GEF
25558

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697