



# Termometro Digitale °C In Espositore

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25559

EAN / GTIN 8023279255591

Confezione 1

TERMOMETRO DIGITALE °C - 30 secondi - scatola Fornito in espositore da banco da 36 pz. (GB-IT) Termometri digitali: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display. - intervallo temperatura: 32,0°C - 42,9°C - precisione  $\pm 0,1$  °C - memoria ultima lettura

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**V03010102**EAN / GTIN  
**8023279255591**CODICE GEF  
**25559**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697