



Termometro Digitale °C

Codice GEF (SKU) **25560**

EAN / GTIN **8023279255607**

TERMOMETRO DIGITALE °C - 60 secondi - scatola appendibile
Termometri digitali: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display. -
intervallo temperatura: 32,0°C - 42,9°C - precisione $\pm 0,1$ °C - memoria
ultima lettura - allarme acustico e spegnimento automatico - astuccio
in plastica - scatola e manuale multilingua (GB)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V03010102

EAN / GTIN

8023279255607

CODICE GEF

25560



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697