



Termometro Digitale °F

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25561

EAN / GTIN 8023279255614

Confezione 1

TERMOMETRO DIGITALE °F - 60 secondi - scatola appendibile (89,6-107,6 °F) Termometri digitali: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display. - precisione $\pm 2,0^{\circ}\text{F}$ - memoria ultima lettura - allarme acustico e spegnimento automatico - astuccio in plastica

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V03010102EAN / GTIN
8023279255614CODICE GEF
25561

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697