



# Termometro Digitale Impermeabile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25562

EAN / GTIN 8023279255621

Confezione 1

TERMOMETRO DIGITALE WP °C - impermeabile - scatola appendibile

Termometri digitali: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display. - intervallo temperatura: 32,0°C - 42,9°C - precisione  $\pm 0,1$  °C - memoria ultima lettura - allarme acustico e spegnimento automatico

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**V03010102**EAN / GTIN  
**8023279255621**CODICE GEF  
**25562**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697