



Termometro Digitale °C

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25565

EAN / GTIN 8023279255652

Confezione 1

TERMOMETRO DIGITALE °C - 60 secondi - scatola appendibile
Termometri digitali: precisi e veloci. Di facile utilizzo con largo display. -
intervallo temperatura: 32,0°C - 42,9°C - precisione $\pm 0,1$ °C - memoria
ultima lettura - allarme acustico e spegnimento automatico

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V03010102EAN / GTIN
8023279255652CODICE GEF
25565

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697