



## Termometro Da Bagno A Stella Marina

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25567

EAN / GTIN 8023279255676

Confezione 1

Misura la temperatura dell'acqua in 90 sec. - Range di misurazione da 0°C a 70°C - Fornito in scatola appendibile.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**V03010102**EAN / GTIN  
**8023279255676**CODICE GEF  
**25567**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697