



Termometro Visiofocus

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 25573

EAN / GTIN 8022386064027

Confezione 1

VISIOFOCUS® Termometro “a distanza” altamente preciso che proietta la temperatura sulla fronte. Vantaggi di VisioFocus®: - sistema di puntamento brevettato che segnala la giusta distanza tra il termometro e la fronte - proiezione della temperatura sulla fronte - il pulsante con faccina adatta automaticamente la temperatura frontale a quella ambientale (stanza) per risultati accurati

Caratteristiche tecniche

Campo di misurazione frontale 34,0/ 42,5°C (93,2/108,5°F) Campo di misurazione (fronte esclusa) 1,0/ 80°C (33,8/ 176°F) Funzionante con temperatura esterna 16/ 40°C (60,8/104°F) funziona anche a temperature tra 10 e 45°C (41-113°F), ma al di fuori dell'intervallo 16-40°C (60,6-104,1°F) la precisione non è garantita

Risoluzione 0,1°

Livello precisione Conforme a ASTM E 1965-98 2016 e EN 80601-2-56

Distanza di funzionamento Circa 6 cm (2,36")

Batterie (incluse) 4 AAA/LR03 (preferibilmente alcaline)

Durata batterie 30.000 misurazioni o fino a 3 anni

Tempo di misurazione <0,5 secondi

Tempo tra due misurazioni consecutive <2 secondi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Campo di misurazione frontale 34,0/ 42,5°C (93,2/108,5°F)
- Campo di misurazione (fronte esclusa) 1,0/ 80°C (33,8/ 176°F)
- Funzionante con temperatura esterna 16/ 40°C (60,8/104°F)
- funziona anche a temperature tra 10 e 45°C (41-113°F), ma al di fuori dell'intervallo 16-40°C (60,6-104,1°F) la precisione non è garantita
- Risoluzione 0,1°
- Livello precisione Conforme a ASTM E 1965-98:2016 e EN 80601-2-56
- Distanza di funzionamento: Circa 6 cm (2,36")
- Batterie (incluse) 4 AAA/LR03 (preferibilmente alcaline)
- Durata batterie 30.000 misurazioni o fino a 3 anni
- Tempo di misurazione <0,5 secondi
- Tempo tra due misurazioni consecutive <2 secondi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V03010199

EAN / GTIN

8022386064027

CODICE GEF

25573



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it